

10 Ampoules with Alcohol standard 500 mg/l

For use in vitro only

The alcohol standard is a stable aqueous solution for assay control and the calibration of automated systems.

Storage and stability

The standard is stable up to the end of the indicated month of expiry, if stored at 15 –25 °C. Do not freeze the standard.

Warnings and precautions

Take the necessary precautions for the use of laboratory reagents.

Standard preparation

The standard is ready-to-use.

Procedure

The assay procedure is indicated in the package insert of the Ethanol test-kit.

Notes for calibration are indicated in the Enzytec Fluid applications for automated systems.

Waste management

Please refer to local legal requirements.

10 Ampullen mit Alkohol Standard 500 mg/l

Nur für den Laborgebrauch

Der Alkoholstandard ist eine stabilisierte wässrige Lösung zur Kalibration von automatisierten photometrischen Systemen und zur Kontrolle von Präzision und Richtigkeit bei manueller Durchführung.

Lagerung und Haltbarkeit des Standards

Der Standard ist bei 15 - 25 °C bis zum Ende des auf der Packung angegebenen Verfallsmonats verwendbar. Standard nicht einfrieren.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von Laborreagenzien.

Vorbereitung des Standards

Der Standard ist gebrauchsfertig.

Durchführung

Die Anleitung zur Durchführung der Bestimmung finden Sie in der Packungsbeilage des Ethanol Test-Kits.

Hinweise zur Kalibration finden Sie in der jeweiligen Enzytec Fluid Applikation des Analysensystems.

Entsorgung

Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Manufacturer / Hersteller

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Straße 9
65558 Holzheim
mail@diasys.de

Distributed by / Vertrieb durch

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstrasse 17
D-69297 Darmstadt, Germany

Date of revision (yyyy-mm-dd)

2010-05-06